



not found or type unknown

HANDWASCHBECKEN MIT KNEI BEDienung UND SEIFENS PENDER

- Gehäuse Edelstahl 304
- Aufkantung mit tiefgezogenem Becken
- Kniebedienung
- Einstellbare Einhebelmischer + Hahn mit Rückschlagventil und 7/10 Sekunden Verzögerung
- Seifenspender 360 ml / 1 ml pro Druck
- Siphon- und Abflussdurchmesser Ø 32 mm - 1 1/4 Zoll
- Flexschlauch zum Anschluss
- Vormontierter Bausatz inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen : L 400 x T 330 x H 570 mm
- Gewicht : 7 Kg

Artikelreferenz : CLV1B
EAN : 3,61163E+12



not found or type unknown

KNEE OPERATED WASH HAND BASIN

- Stainless Steel AISI 304
- Backsplash with deep-drawn tank
- Femoral control
- Adjustable single lever mixers + tap with non-return valve with 7/10 seconds delay
- Soap dispenser 360 ml / 1 ml per pressure
- Siphon and bung diameter Ø 32 mm
- Stainless steel braided flexible
- Assembly kit
- Dimensions : W 400 x D 330 x H 570 mm
- Weight : 7 Kg
- > Delivred preassembled

Article reference : CLV1B
EAN : 3,61163E+12